

KUBUS

MKS PRO

ECÓGRAFO PORTÁTIL DE ALTA RESOLUCIÓN

Ecógrafo portátil MKS Pro

- El ecógrafo MKS Pro está diseñado para la evaluación reproductiva de precisión, evaluación de grasa dorsal y profundidad de músculo.
- MKS Pro es un equipo versátil compatible con una variedad de sondas multipotencia para visualizar con la definición más alta estructuras en los ovarios, evaluación del ciclo estral, diagnóstico de cerdas púber e impúber, conteo de vesículas embrionarias, medición de longitud fetal y medición de grasa dorsal.
- Las medidas obtenidas son distancia, circunferencia, área y volumen.
- Permite agregar o borrar comentarios, generar un reporte, exportarlo, enviarlo por correo o imprimirlo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Profundidad de escaneo con sonda convexa máx. 24 cm y sonda linear máx. 7cm
- Tipos de sondas compatibles: convexa, microconvexa, linear dorsal y linear intrarectal.
- Formato de imagen en JPG
- Formato de video MP4

APLICACIONES

- Multiespecie: porcino, bovino, ovino, vacuno, canino, etc.

CONTÁCTANOS

 www.kubus-sa.com

 kubus@kubus-sa.com

 +34 91 636 02 68