

KUBUS

We Are Animal Reproduction

KUBUS W3

ECÓGRAFO

INALÁMBRICO

REF: 3910D

KUBUS W3 – Características

- Diseño ergonómico y ágil para trabajo en granja.
- La mejor tecnología y definición de imagen sin cables.
- La sonda sectorial W3, permite detectar la gestación desde día 19 post inseminación, medición de grasa dorsal, detectar cerdas púber o impúber, diagnóstico de trastornos reproductivos como quistes y cerdas sucias.
- Con esta evaluación reducimos los días no productivos de granja.
- Facilidad de uso y peso ligero.
- Es compatible con dispositivos android como tablet o smarthphone.
- Guarda imágenes y videos.
- Genera reportes en Excel y PDF.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conexión inalámbrica con WIFI (sin conexión a internet)
- Sonda sectorial 80°
- Peso de sonda 200 g
- Dimensiones 140 x 45 x 40 mm
- Frecuencia 3.5 MHz
- Profundidad 100-180mm
- Duración de batería: > 3 horas
- Carga mediante cable USB

ACCESORIOS

- Disponible con:
 - Tablet 10" | Con funda resistente a golpes y banda de sujeción.
 - Móvil de 6" | Alta resistencia golpes y humedad, con funda resistente y banda de sujeción.

CONTÁCTANOS

 www.kubus-sa.com

 kubus@kubus-sa.com

 +34 91 636 02 68