


# KUBUS

## MR-A Antiox NUESTRO DILUYENTE DE SEMEN DE VERRACO CON LA MAYOR PROTECCIÓN

REF: 0050



### ¿Qué es?

MR-A Antiox es un diluyente de larga duración especialmente diseñado para proteger a los espermatozoides de los procesos oxidativos. MR-A Antiox amortigua el efecto de factores externos como las variaciones de pH y temperatura, protegiendo al semen durante su procesado, transporte y almacenamiento.

### ¿Qué contiene?

MR-A Antiox contiene una cuidada selección de antioxidantes de alta calidad que neutralizan los radicales libres generados de manera natural por los espermatozoides.

### ¿Cómo actúa?

MR-A Antiox actúa protegiendo:

- La funcionalidad y estructura de las membranas, lo que minimiza los problemas de aglutinación.
- Las características funcionales de las mitocondrias, asegurando una correcta producción de energía.
- La estabilidad del material genético espermático, previniendo la fragmentación del ADN.

### ¿Cuándo usarlo?

El uso de MR-A Antiox está indicado siempre que se desee un extra de protección y está especialmente recomendado en transportes de media y larga distancia y, cuando no se puede asegurar una conservación a temperatura óptima.

**MR-A Antiox, para los que quieren la  
máxima seguridad**

### MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en agua purificada siguiendo las instrucciones del envase. Puede ser usado inmediatamente tras la dilución, no es necesario un periodo de estabilización.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco (5-25°C), seco (humedad relativa < 75%) protegido de la luz solar.

### PRESENTACIÓN

Envases para preparar 1, 5, 25, 50 or 100 L de diluyente.

### CALIDAD KUBUS

A todos los lotes de diluyentes fabricados en Kubus se les realiza un completo control de calidad, que incluye parámetros químicos, controles biológicos y microbiológicos.

### CONTÁCTANOS

 [www.kubus-sa.com](http://www.kubus-sa.com)

 [kubus@kubus-sa.com](mailto:kubus@kubus-sa.com)

 +34 91 636 02 68