



**KUBUS**

Product catalogue

**KUBUS**

**SWINE ARTIFICIAL**

**INSEMINATION**

**INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA**

# BSM<sup>®</sup> Boar Stud Manager


## Programa de gestión de centros de inseminación

Con el sistema automatizado e interconectado de KUBUS, di adiós al bolígrafo y papel desde la recolección del verraco hasta la entrega de las dosis en la granja. Tendrás total trazabilidad de la producción de tus dosis seminales, consumibles utilizados, y análisis de datos e informes personalizados de todo el proceso de manera sencilla y eficiente.

Pen-less, paperless and intercommunicated automatized system from boar collection to farm dose delivery, allowing traceability of semen doses production, products used, and the generation of standardized and personalized reports of all the process.

## Index

- |  |   |
|--|---|
| 4 Collection<br>Recogida                                     | 17 Doses preservation<br>Conservación de dosis                                |
| 6 Evaluation and processing<br>Evaluación y elaboración      | 17 Biosecurity<br>Bioseguridad  |
| 12 Semen extenders<br>Diluyentes                             | 18 Traditional insemination catheters<br>Catéteres inseminación tradicional   |
| 14 Seminal doses packaging<br>Envases para dosis seminales   | 19 Postcervical insemination catheters<br>Catéteres inseminación postcervical |
| 15 Packaging equipment<br>Equipos de envasado                | 20 Pregnancy detectors<br>Detectores de gestación                             |
| 16 Accessories for laboratory<br>Accesorios para laboratorio | 21 Farm equipment<br>Material de granja                                       |




ESCANEA LOS CÓDIGOS QR PARA MAS INFORMACIÓN  
SCAN THE QR CODES FOR MORE INFORMATION

**I**<sup>2</sup>  
ntelligent  
nsemination  
PROGRAM

POTROS DUMMY SOW

Producto Product	Ref.
1. Spermatic manos libres Handsfree	1465
1.1. Vagina Vagina	1457-002
1.2. Cubrevagina Vagina cover	1457-004
1.3. Bolsa de recogida Collection bag	1465-04A
2. Potro móvil Portable dummy sow	1456
3. Alfombra antideslizante Non-slip rubber mat	1351



TRS Ear Tag Reading System

Extracción Collection



Lector de crotales electrónico  
Electronic ear tag

- Diseñado para el trabajo fácil en el foso de recogida. Ergonomic and agile design to work in the collection area.
- Trazabilidad total y seguridad. Elimina la escritura manual y evita errores humanos. Total traceability and full security, eliminating hand writing.
- El terminal se puede colgar para facilitar el trabajo en movimiento. The terminal can be hung to facilitate work on the move.
- Tecnología portátil y sin cables. Portable and wireless technology.

- Conexión con BSM®. Envío a tiempo real de la información de la recogida: volumen de diluyente, orden de trabajo y cambio de estado del proceso. Connection with BSM®. Sending collection information in real time: Semen extender volume, work order and status change.
- Imprime etiquetas de recogida especificando operario, potro y fecha. Con códigos QR para posterior lectura en OCSA®. Prints collection labels specifying, operator, dummy sow and date. Generating a QR code for later reading in OCSA®.

Producto Product	Ref.
1. TRS Kubus tag reading system	4000
2. Termo de recogida 500ml Collection thermos 500 ml	1000
3. Vaso de recogida 500ml Collection cup 500ml	1051
4. Filtros de recogida Collection filters	1100
5. Bolsa de dilución sin filtro 3L Collection bag 3L	1250-100
Bolsa de dilución sin filtro 5L Collection bag 5L	1251-100
Bolsa de dilución sin filtro 10L Collection bag 10L	1254-100
6. Bolsa de recogida con filtro 3L Collection bag with filter 3L	1200
Bolsa de recogida con filtro 5L Collection bag with filter 5L	1201

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MACHOS  
BOAR NUTRITIONAL SUPPLEMENT

- OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE TU VERRACO  
OPTIMIZE THE PERFORMANCE OF YOUR BOAR
- PRODUCTO PREMIUM  
PREMIUM PRODUCT




PRODUCTO RECOMENDADO  
RECOMMENDED PRODUCT

Producto Product	Ref.
LEVAMIX NUCLEUS 5kg	7250

BSM®  
Boar Stud Manager

- Conexión inalámbrica a todos los equipos KUBUS.**  
Wireless connection to all KUBUS devices.
- Mejora la eficacia, la trazabilidad y la seguridad en el CIA.**  
Efficiency, traceability and safety improvement in the Boar Stud.
- Elimina el uso de papel y lápiz, disminuyendo la probabilidad de error humano.**  
Pen-less and paperless, reducing human error.
- Acceso remoto a diferentes instalaciones, lo que permite realizar auditorías y supervisiones desde cualquier lugar.**  
Remote access to different installations, allowing audits and surveillance from any location.
- Genera informes estándar y personalizados, que permiten análisis y detección de áreas de mejora.**  
Generates standard and personalized reports, allowing analysis and detection of areas for improvement.
- Aplicación móvil para que los clientes puedan hacer su pedido de dosis.**  
Customer mobile app to order seminal doses.



**I<sup>2</sup> Intelligent Insemination PROGRAM**



Producto Product	Ref.
BSM® Software de gestión CIAs BSM® Boar Stud Manager Software	1555
BSM® Lite BSM® Lite	1550







Producto Product	Ref.
APP Pedidos de cliente de dosis al CIA Customer seminal dose ordering APP	1556



Producto Product	Ref.
APP de Repartidores Kubus Deliverymen's App	1557

- Fácil solicitud de dosis al CIA.  
Easy request for doses to the Boar Stud.
- Seguimiento del estado del pedido, desde su registro hasta que es entregado. Status tracking of the order, from the time it is registered until it is delivered.
- Conexión de nevera en granja, para ver su temperatura en tiempo real.  
Fridge connection, to see temperature in real time.
- Calculadora de fecha de parto prevista.  
Farrowing calculator.
- Proporciona información sobre las entregas pendientes.  
Provides information on pending deliveries.
- Registro de todas las entregas realizadas.  
Record of all made deliveries. Filter by month and year.
- Información del estado de la nevera del coche.  
Delivery car fridge status information.
- Valida el contenido de los repartos.  
Validates the content of the scheduled orders.



# OCSA® SISTEMA CASA CASA System



Análisis Analysis

**Desarrollado mediante Inteligencia Artificial y Big Data.** Development by Artificial Intelligence and Big Data.

**Alto nivel de reconocimiento de imagen, detecta correctamente diferentes formas anormales y aglutinaciones.** High image recognition, detects different abnormal forms and agglutinations.

**Configuración y personalización del programa.** Program configuration and customization.

**Diseño de interfaz amigable.** User - friendly interface design

**Estandariza procesos, evita posibles errores humanos.** Standardizes processes, avoiding human error.

Permite ajustar **parámetros espermáticos.** Allows adjustment spermatic parameters.

Genera etiquetas para el dispenser y QS1000 Generates labels for dispenser and QS1000


Amplia gama de periféricos para una mejor experiencia del analista. Wide range of accessories for a better analyst experience.

Genera el informe o espermiograma. Generates spermogram report.

Producto Product	Ref.
<b>OCSA BASIC</b> 1. Cámara HD HD Camera 2. Microscopio trinocular Triocular microscope 3. Controlador de temperatura de la platina Stage temperature controller 4. Monitor PC Screen 5. Teclado y ratón Keyboard & mouse 6. Ordenador PC	3119

Producto Product	Ref.
<b>OCSA FULL EQUIPE</b> 1. Cámara HD HD Camera 2. Microscopio trinocular Triocular microscope 3. Controlador de temperatura de la platina Stage temperature controller 4. Monitor PC Screen 5. Teclado y ratón Keyboard & mouse 6. Ordenador PC 7. Balanza Scale 8. Pedal de captura Capture foot pedal 9. Impresora de etiquetas Label printer 10. Lector QR QR scanner	3118

# CÁMARA DE RECUENTO SPERM CELL COUNTING CHAMBER



Producto Product	Ref.
1. K6. 6 cámaras de recuento, 25 placas K6. 6 chambers, 25 slides	2945
2. K4. 4 cámaras de recuento, 25 placas K4. 4 chambers, 25 slides	2947


# MICROSCOPIOS MICROSCOPES



Producto Product	Ref.
Microscopio binocular Binocular microscope	3012-ESP

Producto Product	Ref.
Microscopio trinocular con campo claro Trinocular brightfield microscope	3008-00T
Microscopio trinocular con contraste de fase Trinocular phase-contrast microscope	3118-007

# PIPETAS PIPETTES



Producto Product	Ref.
1. Pipeta electrónica 0,5-10µL Electronic pipette 0,5-10µL	2365-010
2. Pack 3 pipetas 20, 200 y 1000 µL 3 pipettes pack 20, 200 y 1000 µL	2352-000



Producto Product	Ref.
1. Cámara full HD de microscopio para ocular Full HD microscope camera for ocular	3022
2. Láminas portaobjetos, 50 und. Microscope slide, 50 units.	2500-050
3. Aceite de inmersión 100 ml Immersion oil, 100 ml	3099
Láminas cubreobjetos, 18x18 mm, 200uds. Microscope coverslide, 18x18 mm, 200 uds.	2510-200

# PLACAS CALENTABLES DE MESA TABLE SLIDE WARMERS



Producto Product	Ref.
1. HeatSperm. Placa calentable 26 tubos HeatSperm. 26 tubes warmer	3135
2. Placa calentable digital KUBUS KUBUS Digital slide warmer	3130-110

## ANÁLISIS SEMINAL POR SISTEMA CASA

Análisis avanzado y preciso de los espermatozoides para la producción de dosis seminales

## SEMEN ANALYSIS BY IN-HOUSE SYSTEM

Advanced and precise analysis of sperm for the production of seminal doses

# KUBUS



OCSA es un Sistema Computerizado de Análisis Seminal (CASA) que valora de forma objetiva, rápida y fiable la calidad espermática; analizando concentración, motilidad, progresividad, aglutinación y morfología.

OCSA is a Computerized Semen Analysis System (CASA) that objectively, quickly and reliably assesses sperm quality by analyzing concentration, motility, progressivity, agglutination and morphology.

BAÑOS MARÍA WATER BATHS



Producto Product	Ref.
1. Baño maría inox digital 25L Stainless steel digital water bath 25L	220 V   3255 110 V   3255-110
2. Baño maría digital plástico 12L Plastic digital waterbath 12L	220 V   3242 110 V   3242 - 110

CONSULTA MÁS MODELOS  
CONTACT US FOR ADDITIONAL MODELS



Análisis Analysis

CONTADORES DE CELULAS ESPERMÁTICAS SPERM CELL COUNTERS



Producto Product	Ref.
Cámara Bürker con pinzas Bürker chamber with clamps	2520
Cubreobjetos de Bürker Bürker coverslips	2521

Producto Product	Ref.
Colorímetro Biochrom Colorimeter Biochrom	3481
Cubeta PS macro 100 uds Cuvettes PS macro 100 units	2850

Producto Product	Ref.
Nucleocounter SP-100 Nucleocounter SP-100	3460

BALANZAS SCALES



AMPLIA BASE  
WIDE BASE

Producto Product	Ref.
Balanza 6 kg. Protección contra líquidos 6 kg Scale. Liquids protection	3145


ACCESORIOS DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN  
EVALUATION & PROCESSING ACCESSORIES



Producto Product	Ref.
1. Cloruro sódico 1kg Sodium chloride 1kg	2559-1K0
2. Formaldehído al 40% 1L 40% Formaldehyde 1L	2560-1K0

Producto Product	Ref.
3. Solución salina formulada 200ml concentrada para 1L Saline formaldehyde concentrate solution, 200ml for 1L	2557-200
4. Parafilm Parafilm	4220-001

TERMÓMETROS THERMOMETERS



Producto Product	Ref.
1. Termómetro de varilla Solid-stem thermometer	4503
2. Termómetro infrarrojos Infrared thermometer	4515
3. Termómetro de máxima y mínima Max & min thermometer	4510

AGITADOR E IMAN  
STIRRER & MAGNET



Producto Product	Ref.
1. Agitador electromagnético con calefacción Electromagnetic stirrer with heating	3208
2. Imán de 28mm 28mm magnet	3220-28

DISPENSADOR KUBUS KUBUS DISPENSER

Producto Product	Ref.
Kubus dispenser 6L/min	3550
Tubo de silicona 10x14mm Silicone tube 10x14mm	3550-003



LEE CÓDIGO QR  
READS QR CODES



TRASVASE DE LÍQUIDOS CON SEGURIDAD Y  
PRECISIÓN SECURE AND ACCURATE LIQUID  
TRANSFER



PROCESO AUTOMÁTICO, SIN PÉRDIDA DE  
TIEMPO AUTOMATIC PROCESS, NO WASTE  
OF TIME



PANTALLA TÁCTIL MEJORADA  
IMPROVED TOUCHSCREEN



Dilución Dilution

TANQUE DE DILUCIÓN KUBUS 100 L  
KUBUS DILUTION TANK 100 L

Producto Product	Ref.
Tanque de dilución Kubus 50 L Kubus dilution tank 50 L	3324
Tanque de dilución Kubus 100 L Kubus dilution tank 100 L	3325



AHORRO DE TIEMPO  
TIME SAVING



TANQUE EN ACERO INOXIDABLE Y CON RUEDAS  
STAINLESS STEEL TANK WITH WHEELS




PROGRAMADOR DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS  
PROGRAMABLE TIME AND TEMPERATURE



FÁCIL LIMPIEZA  
EASY TO CLEAN



ACCESORIOS DE TANQUE TANK ACCESSORIES



Producto Product	Ref.
Bolsa para tanque de dilución Kubus 100L Bag for Kubus dilution tank 100L	1260-100

Producto Product	Ref.
Balanza con ruedas para tanque de dilución 100L Wheeled sacle for Kubus dilution tank 100L	3325-003

Producto Product	Ref.
Bomba peristáltica digital KUBUS 6L KUBUS digital peristaltic pump 6L	3570
Tubo de silicona #36 Silicone tube #36	3570-003

# DILUYENTES KUBUS

## SEMEN EXTENDERS



MR-A®	Ref.
Para 1L For 1L	0001-001
Para 5L For 5L	0001-005
Para 20L For 20L	0001-020
Para 50L For 50L	0001-050
Para 100L For 100L	0001-100

MR-A® ANTIOX	Ref.
Para 1L For 1L	0050-001
Para 5L For 5L	0050-005
Para 20L For 20L	0050-020
Para 50L For 50L	0050-050
Para 100L For 100L	0050-100

MR-A® 3	Ref.
Para 1L For 1L	0200-001
Para 5L For 5L	0200-005
Para 20L For 20L	0200-020
Para 50L For 50L	0200-050
Para 100L For 100L	0200-100

### MR-A®

- DILUYENTE DE LARGA DURACIÓN**  
LONG-TERM SEMEN EXTENDER
- MEJORA LOS RESULTADOS DE FERTILIDAD** IMPROVES THE FERTILITY AND PROLIFCACY RESULTS
- DISMINUYE LA PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS** REDUCING THE PRECIPITATION OF PROTEINS
- CONTROLAR DE MANERA ÓPTIMA EL CRECIMIENTO BACTERIANO** OPTIMALLY CONTROLLING BACTERIAL GROWTH

### MR-A® ANTIOX

- DILUYENTE DE EXTRA LARGA DURACIÓN Y MÁXIMA PROTECCIÓN** EXTRA LONG-TERM AND HIGHEST PROTECTION SEMEN EXTENDER
- MINIMIZA LOS PROBLEMAS DE AGLUTINACIÓN** MINIMIZES AGGLUTINATION PROBLEMS
- PROTEGE LA ESTABILIDAD DEL MATERIAL GENÉTICO ESPERMÁTICO** PROTECTS THE STABILITY OF THE SPERM'S GENETIC MATERIAL
- RECOMENDADO EN TRANSPORTES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA** MEDIUM AND LONG DISTANCE TRANSPORTATION

### MR-A® 3

- DILUYENTE DE MEDIA DURACIÓN** MEDIUM-TERM PRESERVATION SEMEN EXTENDER
- EVITA LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA.** AVOIDS BACTERIAL PROLIFERATION
- PERMITE UNA RÁPIDA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MEMBRANA ESPERMÁTICA** ALLOWS A RAPID STABILIZATION AND NUTRITION OF THE SPERMATIC CELL

## LIQUIDIL VITESSE



Producto Product	Ref.
Liquidil Vitesse 5L	0400-005
Liquidil Vitesse 10L	0400-010
Liquidil Vitesse 20L	0400-020

- READY TO USE** LISTO PARA USAR
- TO PRESERVE** CONSERVANTE
- TIME SAVING** AHORRO DE TIEMPO

## MR-A® ANTILEPTOSPIRA

**SPECIAL AGAINST LEPTOSPIRA**  
ESPECIAL CONTRA LEPTOSPIRA

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0060-001

## MR-A® ANTICONTAMINACIÓN

**SPECIAL FOR PSEUDOMONAS, SERRATIA AND PROTEUS**  
ESPECIAL PARA PSEUDOMONAS, SERRATIA Y PROTEUS

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0070-001

# PREDIL MR-A®

## PLASMA SEMINAL SINTÉTICO

## SYNTHETIC SEMINAL PLASMA


Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0700-001

- AUMENTA LA PROLIFICIDAD**  
IMPROVES PROLIFCITY
- REVITALIZANTE DE SEMEN FRESCO**  
TO REVITALIZE FRESH SEMEN

## SPERM GUARDIAN

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0100-001

- Preparación para la dilución**  
Preparation for dilution
- Medio protector e higienizante para recolección de semen.**  
High protection and hygienizing medium for collection of semen.
- Contiene antioxidantes, anti-aglutinantes, vitaminas, inhibidores de actividad enzimática y antimicrobiana.**  
Contains antioxidants, anti-clumping components, vitamins, enzymatic activity inhibitors, and antimicrobial agents.



## BTS-M



Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0300-001
Para 5L For 5L	0300-005
Para 100L For 100L	0300-100

- CONSERVANTE DE CORTA DURACIÓN**  
SHORT PRESERVATION
- FORMULA MEJORADA**  
IMPROVED FORMULA

- Consultar combinación antibiótica bajo prescripción veterinaria**  
Check available antibiotic combination on vet's prescription

¿Tranquilidad o economía? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar ante las contingencias? Los diluyentes son como todas las cosas en la vida: las hay regulares, buenas, mejores y excelentes. Un diluyente excelente, es decir, de extra larga conservación y de alta protección, protege ante mayor diversidad de eventos, manteniendo la calidad y la viabilidad del semen durante todos los procesos que sufre desde la eyaculación hasta la fecundación: extracción, dilución, envasado, transporte, almacenamiento y preparación antes de la inseminación. Siempre es mejor usar diluyentes de alta protección, proporcionan nutrientes y protectores de última generación para las partes más sensibles de la célula espermática: mitocondria, membrana y ADN. El resultado se demuestra anualmente con mejores valores de fertilidad y prolificidad.

Peace of mind or economy? How much are you willing to risk in the face of contingencies? Extenders are like all things in life: there are regular, good, better and excellent. An excellent extender, meaning an extra long conservation and high protection extender, protects against a wide range of challenges to maintain the quality and viability of the semen during all the processes it undergoes from the boar to the sow: collection, dilution, packaging, transport, storage and preparation before insemination. It is always best to use high protection extenders, they provide nutrients and the latest generation of protectors for the most sensitive parts of the sperm cell: mitochondria, membrane and DNA. The result is demonstrated annually with better fertility and prolificacy results.



## MR-A® THAW

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0500-001

- REVITALIZANTE DE SEMEN CONGELADO**  
TO REVITALIZE FROZEN SEMEN
- MEJORA LOS RESULTADOS DEL SEMEN CONGELADO**  
IMPROVES FROZEN SEMEN RESULTS




## AGUA DESIONIZADA

## DEIONIZED WATER

- DISEÑADO PARA SU EXPORTACIÓN**  
DESIGNED TO BE EXPORTED
- MAXIMA CALIDAD**  
HIGHEST QUALITY
- AHORRO DE TIEMPO**  
TIME SAVING

Producto Product	Ref.
5L Bag in Box 5L	0900-005
20L Bag in Box 20L	0900-020
600L Pallet 30X20L	0900-600



## BLISTERS QSBag

Producto Product	Ref.
QSBag 90mL	5538-045
QSBag 60mL	5538-060
Blister Genérico	5538-090



## QS HANDY

Producto Product	Ref.
Selladora manual 4 blisters 4 bags manually sealed	3770



## BOMBA PERISTÁLTICA CON PANTALLA TÁCTIL PERISTALTIC PUMP WITH TACTILE SCREEN

Producto Product	Ref.
Bomba peristáltica con pantalla táctil 2,5L/min 2.5L/min Peristaltic pump with tactile screen	3568
Tubo de silicona #18 Silicone tube #18	3780-001



## TUBOS TUBES



✓ FOR 6 TUBES PARA 6 TUBOS



Producto Product	Ref.
Tubo 90ml punta flexible y abrefácil 90 ml tube with flexible neck & twist off tip	5570
Selladora automática 6 tubos 6 tubes automatic sealer	3675

## BOTELLAS BOTTLES



Producto Product	Ref.
Botella tapón abrefácil 90ml Verde/Amarillo/Rojo/Blanco 90ml Green/Yellow/Red/White bottle with twist off cap	5500

## GUANTES GLOVES



## ETIQUETADORA LABELLER/LABELS



Producto Product	Ref.
1. Impresora de etiquetas Labels printer	33780-001
2. Etiquetas Labels	3780-004

Producto Product	Ref.
1. Guantes vinilo sin polvo 100 uds. Vinyl gloves powder free 100 units	4183 S/M/L
2. Guantes látex sin polvo 100 uds. Latex gloves powder free 100 units	4040 S/M/L
3. Guantes de nitrilo sin polvo 100 uds. Nitrile gloves powder free 100 units	4162 S/M/L
4. Guantes desechables 100 uds. Disposable gloves 100 units	4200

## QS1000



1000 BLISTERS POR HORA  
1000 BLISTERS PER HOUR



LLENA, CORTA, SELLA Y ETIQUETA  
FILLS, SEALS, CUTS AND PRINTS LABELS



FÁCIL LIMPIEZA  
EASY TO CLEAN



LEE CÓDIGO QR  
READS QR CODES

## QS500



500 BLISTERS POR HORA  
500 BLISTERS PER HOUR



LLENA, CORTA Y SELLA  
FILLS, SEALS AND CUTS



FÁCIL LIMPIEZA  
EASY TO CLEAN



Producto Product	Ref.
Máquina de blister QS1000 Blister Machine QS1000	3780
Lector de QR QR Scanner	3780-015
Máquina de blister QS500 Blister Machine QS500	3779



Necesitan compresor de aire, no está incluido  
Requires an air compressor, not included



**MATRAZ ERLLENMEYER FLASK**

Producto Product	Ref.
Matraz aforado con tapón 100ml Volumetric flask 100ml	crystal/glass 2200-100 plástico/plastic 2230-100



**PROBETAS MEASURING CYLINDERS**

Producto Product	Ref.
Probeta de plástico: 50ml/250ml/2000ml Polypropylene grad. cylinder: 50ml/250ml/2000ml	2290
Probeta de vidrio: 100ml/250ml/500ml/1000ml Glass grad. cylinder: 100ml/250ml/500ml/1000ml	2250



**JARRAS/ VASO JARS/GLASS BEAKER**

Producto Product	Ref.
1. Jarras de polipropileno: 2000ml/3000ml/5000ml Polypropylene jars: 2000ml/3000ml/5000ml	2150
2. Vaso precipitado vidrio: 250ml/ 400ml/ 500ml/ 1000ml/ 2000ml/ 3000ml/ 5000ml Glass beaker: 250ml/ 400ml/ 500ml/ 1000ml/ 2000ml/ 3000ml/ 5000ml	2000



**FRASCO LAVADOR FLUSHING BOTTLE**

Producto Product	Ref.
1. Frasco lavador, 500ml Flushing bottle, 500ml	2662-500



**POLIESTIRENO POLYSTYRENE**

Producto Product	Ref.
Tubos de poliestireno con tapón Polystyrene tubes with cap	2703-010



**NEVERAS PORTÁTILES PORTABLE COOLERS**

Producto Product	Ref.
1. Nevera portátil 21 l 10-40°C, 350 x 270 x 208mm, 6 Kg, 45 w 12 V DC Portable cooler 21 l 10-40°C, 350 x 270 x 208mm, 6 Kg, 45 w 12 V DC	3365
2. Nevera portátil 35 l 10-40°C, 360 x 345 x 243mm, 8 Kg, 45 w 12 V DC Portable cooler 35 l 10-40°C, 360 x 345 x 243mm, 8 Kg, 45 w 12 V DC	3367
3. Nevera portátil 110 l 10-40°C, 500 x 790 x 550mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC Portable cooler 110 l 10-40°C, 500 x 790 x 550mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC	3368
4. Nevera portátil 125 l 10-40°C, 330 x 620 x 390mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC Portable cooler 125 l 10-40°C, 330 x 620 x 390mm, 28 Kg, 45 w 12 V DC	3375



**NEVERA PARA CONSERVACIÓN DE SEMEN SEMEN PRESERVATION UNIT**



Producto Product	Ref.
Nevera para conservación de semen 130L Cooling unit for semen preservation 130L	3352
Nevera para conservación de semen 88L Cooling unit for semen preservation 88L	3350

**CAJAS POLIESTIRENO POLYSTYRENE BOXES**

Producto Product	Ref.
1. Caja isotérmica de aluminio isothermal aluminum box	5010
2. Caja poliestireno 380, 60-70 dosis. Polystyrene box 380, 60-70 doses.	5001
3. Caja poliestireno 250, 25-30 dosis. Polystyrene box 250, 25-30 doses.	5000



**DATALOGGER DE TEMPERATURA TEMPERATURA DATALOGGER**

Producto Product	Ref.
1. DataLogger de temperatura digital con sonda interna Digital temperature DataLogger with internal probe	4524
2. DataLogger de temperatura desechable Disposable temperature DataLogger	4532-200

- ✓ DOWNLOAD DATA TO PC  
DESGARCA LOS DATOS AL PC
- ✓ FOR TRACEABILITY  
PARA TRAZABILIDAD



✓ QUICK BACTERIOLOGICAL CONTROL  
CONTROL RÁPIDO BACTERIOLÓGICO



Producto Product	Ref.
1. Laminocultivo Contact slide	2550
2. Colorante para diferenciar eyaculados Dye to differentiate between ejaculates	1301
3. Tinción diff-quick Diff-quick stain	CDTQ-250
4. Tinción azul anilina Aniline blue stain	2561

**ESTUFA 40°-250° C STOVE 40°-250° C**

Producto Product	Ref.
Estufa esterilización 40-250°C Sterilization stove 104-482 °F 20L / 40L/ 70L/ 130L	3423



- ✓ FOR GLASS STERILIZATION  
PARA ESTERILIZACIÓN VIDRIO
- ✓ TO WARM UP MATERIAL  
FOR COLLECTION  
PARA ATEMPERAR MATERIAL  
RECOGIDA

**ESCURRIDOR DRAINING RACK**

Producto Product	Ref.
Escurridor Draining rack	4360



**BIOSEGURIDAD BIOSECURITY**

**DESINFECTANTE DISINFECTANT**

Producto Product	Ref.
1. Detergente con desinfectante 3,8L Detergent with disinfectant, 3.8L	4240-3K8
2. Alcohol etílico 99,5° 5L Ethyl alcohol 99.5° 5L	4255-005
3. Jabón líquido neutro 5L Neutral liquid soap 5L	4241-005



**CONSUMIBLES GRANJA FARM CONSUMABLES**

Producto Product	Ref.
1. Mono desechable: XL, 2XL, 3XL Disposable coverall: XL, 2XL, 3XL	4060
2. Bata desechable Disposable lab coat	4053
3. Cubrezapatos desechable Disposable shoe coverse	4081
4. Mascarilla desechable esférica Round mask disposable	4030
5. Gorro desechable Disposable round mask	4021



GEL LUBRICANTE LUBRICANT GEL

- ✓ PARA USO EN TODO TIPO DE INSEMINACIONES  
RECOMMENDED FOR ALL TYPES OF INSEMINATION
- ✓ PARA USO EN CATÉTERES  
FOR CATHETER USE
- ✓ EFECTO ANTISÉPTICO  
ANTISEPTIC EFFECT

Producto Product	Ref.
1L Caja 20ud Box 20ud	1560
5L Caja 4ud Box 4ud	1561




CATÉTER ESPIRAL SPIRAL CATHETER




Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8000-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8000-005

CATÉTER ESPIRAL BLANDO SOFT SPIRAL CATHETER




Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8150-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8150-005

CATÉTER ESPONJA NULIPARAS GILT FOAM CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8550-001
Bolsa 1x5 Bag 5x1	8550-005

CATÉTER ESPONJA MULTIPARAS SOW FOAM CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8500-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8500-005

Sin trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8505-005

CATÉTER ESPONJA CON GEL LUBRICATED FOAM TIP CATHETER

Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 / Bag 1x1	8560-001



- TIME SAVING**  
AHORRO TIEMPO
- READY TO USE**  
LISTO PARA USAR

✓ PRACTICAL AND EASY  
PRÁCTICO Y FÁCIL

✓ PRODUCTO RECOMENDADO  
DURANTE LA INSEMINACIÓN  
RECOMMENDED PRODUCT  
DURING INSEMINATION



CATÉTER ESPIRAL MILIMETRADO MILIMETERED SPIRAL CATHETER

Product Product	Ref.
Catéter milimetrado Milimetered catheter	8200

✓ ESPECIAL PARA EL ESTUDIO  
DE TU GANADO  
SPECIAL FOR YOUR FARM  
STUDIES



All catheter models have  
En todos los modelos catéteres



TOALLITAS DESINFECTANTES / DISINFECTING WIPES

Producto Product	Ref.
Toallitas desinfectantes cubo 800 Disinfecting wipes bucket 800	7100-800



- ✓ TO CLEAN BEFORE EXTRACTION  
LIMPIEZA ANTES DE EXTRACCIÓN
- ✓ TO CLEAN BEFORE INSEMINATION  
LIMPIEZA ANTES DE INSEMINACIÓN

CATÉTERES INSEMINACIÓN POSTCERVICAL CATHETERS POSTCERVICAL INSEMINATION


Producto Product	Ref.
1. Intrauterino espiral blando con trasera y sonda T 1x1 Spiral postcervical T tip 1x1	8410-IT1
2. Intrauterino esponja multipara y sonda T 1x1 Foam postcervical T tip 1x1	8601-IT1

- ✓ ALL CATHETERS CAN COME WITH A POSTCERVICAL CANNULA INSIDE  
TODOS LOS CATÉTERES PUEDEN VENIR CON LA CÁNULA INTRAUTERINA MONTADA
- ✓ ALTA CALIDAD HIGHEST QUALITY
- ✓ POSTCERVICAL



Triple

Product Product	Ref.
Cánula T. Punta triple para inseminación intrauterina Bolsa 1x5. Caja 1000 uds T-cannula. Triple tip for intrauterine insemination Bag 1x5. Box 1000 unit	8901-10




CÁNULA CANNULA

CATÉTER ESPIRAL IBÉRICA INTRAUTERINO IBERIAN SPIRAL CATHETER INTRAUTERINE

Product Product	Ref.
3. Intrauterino bolsa 1x1 Intrauterine bag 1x1	8413-1b1
3. Tradicional bolsa 1x5 Traditional bag 1x5	8300

✓ ADAPTADO PARA LA LONGITUD DEL  
APARATO GENITAL DE LA HEMBRA IBÉRICA  
ADAPTED TO THE LENGTH OF THE IBERIAN  
FEMALE'S REPRODUCTIVE SYSTEM



ARCO DE INSEMINACIÓN AI BUDDY

Product Product	Ref.
Arco de inseminación AI Buddy	6040



✓ HANDS FREE TECHNIQUE  
TÉCNICA MANOS LIBRES



## W3 Ecógrafo inalámbrico Wireless scanner

✓ Sonda Sectorial  
Sectorial Probe

Producto Product	Ref.
Ecógrafo Inalámbrico W3 Wireless Scanner W3	3910E
Ecógrafo Inalámbrico W3 con lector de crotal Wireless Scanner W3 with ear tag reader	3911
Tablet	3916



## MKS PRO ECÓGRAFO SCANNER



Producto Product	Ref.
1. Sonda Convexa Probe Convex	3905-CO
2. Sonda Linear Probe Linear	3909-LI
3. Sonda Microconvex Probe Microconvex	3906-LI
4. Sonda Rectal Linear Probe Rectal Linear	3907-RE
5. Tablet	3918

## FATSCAN SCANNER FATTENING SCANNER



Producto Product	Ref.
Ecógrafo KUBUS Fatscan Fatscan Scanner	3906

✓ ESPECÍFICO PARA MEDIR GRASA DORSAL, PROFUNDIDAD Y ÁREA DEL LOMO.  
SPECIFIC TO MEASURE BACK FAT, DEPTH AND LOIN AREA.

## GEL TRANSMISOR ULTRASONIDO ULTRASOUND TRANSMISSION GEL

Producto Product	Ref.
Gel transmisor ultrasonidos 5 L Ultrasound transmission gel 5 L	1570




## MEDIDOR DE GRASA DORSAL LEAN METER



✓ BACK-FAT MEASUREMENT  
MEDIDOR GRASA DORSAL

Producto Product	Ref.
Medidor grasa dorsal Renco Lean meter Renco	3845



## MATERIAL DE GRANJA FARM EQUIPMENT

### MARCADOR MARKER



Producto Product	Ref.
1. Marcador rápido spray Quick marking spray	7010
2. Lápiz marcador Marking stick	7011

### LÁMPARAS INFRARROJOS INFRARED LAMPS

Producto Product	Ref.
Infrarrojos bombilla roja Infrared red bulb	7071
Infrarrojos bombilla blanca Infrared white bulb	7070
Infrarrojos bombilla roja de cristal duro Infrared red bulb with tough glass	7072
Infrarrojos bombilla blanca de cristal duro Infrared white bulb with tough glass	7075

✓ DIFFERENT WATTS AVAILABLE  
DIFERENTES VATIOS DISPONIBLES



### JERINGUILLA SYRINGE



Producto Product	Ref.
Jeringuilla 5 ml Syringe 5 ml	6241
Jeringuilla 10 ml Syringe 10 ml	6242
Jeringuilla 20 ml Syringe 20 ml	6243

### TATUADORA TATTOOING FORCEPS

Producto Product	Ref.
Tatuadora Haupner doble fila 5+5 Tattooing Haupner double row 5+5	6194



COMEDERO LECHONES PIGGLET FEEDER

Producto Product	Ref.
Comedero lechón pequeño Small piglet feeder	6060
Comedero lechón grand Large piglet feeder	6061

✓ PRACTICAL AND CONVENIENT  
PRÁCTICO Y CÓMODO




BEBEDERO LECHONES PIGGLET DRINKER



Producto Product	Ref.
Bebedero lechones Piglet Feeder	6100

TOLVA FEEDER



Producto Product	Ref.
Comedero con protección Protected feeder	6086

✓ HIGH QUALITY  
ALTA CALIDAD

CROTALES EAR TAGS

Producto Product	Ref.
Crotales Ear tags	7026




CORTACOLAS DE GAS GAS TAIL CUTTER

Producto Product	Ref.
Cortacolas de gas Gas tail cutter	6160



SLAT DESTETE MADRES 60X80 CONFORT WINNING SLAT MOTHERS COMFORT

Producto Product	Ref.
1. Slat Destete Madres 60X80 Confort Slat Destete Madres 60X80 Confort	7122
2. Gancho pesalechones Piglet weighing hook	3157



PANEL SEPARADOR SEPARATOR PANEL

Producto Product	Ref.
Panel separador grande Large separator panel	6001
Panel separador mediano Medium separator panel	6002
Panel separador pequeño Small separator panel	6003



# KUBUS ALTRENOGEST

**Altrenogest KUBUS**, es un progestágeno oralmente activo que tiene una acción similar a la de la progesterona natural, impidiendo que la hembra salga en celo. **Altrenogest KUBUS** is an orally active progestogen that has an action similar to that of natural progesterone, preventing the female from coming into estrus.

El tratamiento con Altrenogest ayuda a regular el ciclo estral de las cerdas, lo que permite un mejor control de la ovulación y mejora la tasa de concepción.

Treatment with Altrenogest helps regulate the sow's estrous cycle, which allows better control of ovulation and improves conception rate.



**ALTRENOGEST KUBUS 4 mg/ml SOLUCIÓN ORAL.**  
Titular de la autorización de comercialización: KUBUS LAB S.A. c/Varsovia 20, Las Rozas de Madrid, 28232, España. Tel: (0034) 916360268 kubus@kubus-sa.com / directortecnico@kubus-sa.com. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 4130 ESP. **Composición:** cada ml contiene 4,0 mg de Altrenogest (sustancia activa). **Especies de destino:** porcino (cerdas reproductoras). **Indicaciones de uso:** sincronización del ciclo estral. **Contraindicaciones:** no administrar a machos, no administrar a cerdas con infecciones uterinas, no administrar en cerdas nulíparas en las que no se haya producido el primer celo. **Tiempo de espera:** carne 9 días. **Precauciones especiales para su uso en animales:** administrar sobre el alimento tomando las precauciones necesarias para que sólo sea ingerido por el animal objeto del tratamiento. El alimento medicado no consumido deberá ser eliminado de forma segura y, en ningún caso, se administrará a otro animal. No superar la dosis indicada. Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Las mujeres embarazadas, que crean que puedan estarlo, así como las mujeres en edad fértil, deben evitar todo contacto con el medicamento. Este medicamento no debe ser manipulado por personas con tumores dependientes de progesterona (confirmados o sospechados) o que padezcan trastornos tromboembólicos. Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Debe evitarse el contacto directo con la piel. Usar un equipo de protección personal consistente en guantes y manga al manipular el medicamento. Los guantes porosos pueden dejar que el medicamento entre en contacto con la piel. La absorción transcutánea puede ser incluso mayor cuando la zona está recubierta con material oclusivo, como guantes de goma o de látex. Cualquier contacto accidental con la piel debe lavarse inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento y antes de comer. En caso de producirse una exposición accidental con los ojos aclarar con abundante agua durante 15 minutos. Buscar atención médica. Efectos de una sobreeposición: una absorción accidental repetida puede generar una interrupción del ciclo menstrual, contracciones uterinas o abdominales, aumento o disminución de la hemorragia uterina, prolongación de la gestación o dolor de cabeza. En caso de sobreeposición consulte con un médico y muestrele el prospecto o la etiqueta. **Otras precauciones relativas al impacto medioambiental:** Cuando se esparza el estiércol de los animales tratados, la distancia mínima a las aguas superficiales tal como se define en la normativa nacional o local, tiene que ser estrictamente respetada, ya que el estiércol puede contener altrenogest que podría causar efectos adversos en el medio ambiente acuático. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Administración bajo control o supervisión del veterinario. **En caso de duda consulte a su veterinario.**

# KUBUS PRODUCTS ARE AVAILABLE IN MORE THAN 55 COUNTRIES

LOS PRODUCTOS DE KUBUS ESTÁN DISPONIBLES EN MÁS DE 55 PAÍSES

MEXICO / MÉXICO  
VIETNAM  
BRAZIL / BRASIL  
RUSSIA / RUSIA  
USA / EE.UU.  
FRANCE / FRANCIA  
CHINA  
JAPAN / JAPÓN  
ITALY / ITALIA  
PORTUGAL  
CHILE  
ARGENTINA  
COLOMBIA  
GUATEMALA  
SOUTH KOREA / COREA DEL SUR  
CAMBODIA / CAMBOYA  
MALASIA  
INDONESIA  
TAIWAN  
LAOS  
ROMANIA / RUMANÍA  
UNITED KINGDOM / REINO UNIDO  
CYPRUS / CHIPRE  
BULGARIA  
AND MANY MORE! ...  
Y ¡MUCHOS MÁS! ...

# KUBUS

**ORDER NOW!**

**¡HAZ TU PEDIDO!**

Contact Contacto

C/ Varsovia, nº20  
28232 Las Rozas de Madrid  
Madrid / Spain  
Tel: (+34) 91 636 02 68  
kubus@kubus-sa.com  
www.kubus-sa.com