



KUBUS

Product catalogue

KUBUS

SWINE ARTIFICIAL INSEMINATION


INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA

BSM[®] Boar Stud Manager

Programa de gestión de centros de inseminación

Con el sistema automatizado e interconectado de KUBUS, di adiós al bolígrafo y papel desde la recolección del verraco hasta la entrega de las dosis en la granja. Tendrás total trazabilidad de la producción de tus dosis seminales, consumibles utilizados, y análisis de datos e informes personalizados de todo el proceso de manera sencilla y eficiente.

Pen-less, paperless and intercommunicated automatized system from boar collection to farm dose delivery, allowing traceability of semen doses production, products used, and the generation of standardized and personalized reports of all the process.



Index

- | | |
|--|---|
| 4 Collection
Recogida | 17 Doses preservation
Conservación de dosis |
| 6 Evaluation and processing
Evaluación y elaboración | 17 Biosecurity
Bioseguridad |
| 12 Semen extenders
Diluyentes | 18 Traditional insemination catheters
Catéteres inseminación tradicional |
| 14 Seminal doses packaging
Envases para dosis seminales | 19 Postcervical insemination catheters
Catéteres inseminación postcervical |
| 15 Packaging equipment
Equipos de envasado | 20 Pregnancy detectors
Detectores de gestación |
| 16 Accessories for laboratory
Accesorios para laboratorio | 21 Farm equipment
Material de granja |

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR PARA MAS INFORMACIÓN
SCAN THE QR CODES FOR MORE INFORMATION

²
Intelligent
Insemination
PROGRAM

POTROS DUMMY SOW

Producto	Product	Ref.
1.	Spermatic manos libres Handsfree	1465
1.1.	Vagina Vagina	1457-002
1.2.	Cubrevagina Vagina cover	1457-004
1.3.	Bolsa de recogida Collection bag	1465-04A
2.	Potro móvil Portable dummy sow	1456
3.	Alfombra antideslizante Non-slip rubber mat	1351



TRS Tag Reader System

Extracción Collection



Lector de crotales electrónico
Electronic ear tag

- Diseñado para el trabajo fácil en el foso de recogida. Ergonomic and agile design to work in the collection area.
- Trazabilidad total y seguridad. Elimina la escritura manual y evita errores humanos. Total traceability and full security, eliminating hand writing.
- El terminal se puede colgar para facilitar el trabajo en movimiento. The terminal can be hung to facilitate work on the move.
- Tecnología portátil y sin cables. Portable and wireless technology.

- Conexión con BSM®. Envío a tiempo real de la información de la recogida: volumen de diluyente, orden de trabajo y cambio de estado del proceso. Connection with BSM®. Sending collection information in real time: Semen extender volume, work order and status change.
- Imprime etiquetas de recogida especificando operario, potro y fecha. Con códigos QR para posterior lectura en OCSA®. Prints collection labels specifying, operator, dummy sow and date. Generating a QR code for later reading in OCSA®.

Producto	Product	Ref.
1.	TRS Kubus tag reader system	4000
2.	Termo de recogida 500ml Collection thermos 500 ml	1000
3.	Vaso de recogida 500ml Collection cup 500ml	1051
4.	Filtros de recogida Collection filter	1100
5.	Bolsa de dilución sin filtro 3L Collection bag 3L	1250-100
	Bolsa de dilución sin filtro 5L Collection bag 5L	1251-100
	Bolsa de dilución sin filtro 10L Collection bag 10L	1254-100
6.	Bolsa de recogida con filtro 3L Collection bag with filter 3L	1200
	Bolsa de recogida con filtro 5L Collection bag with filter 5L	1201

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MACHOS
BOAR NUTRITIONAL SUPPLEMENT

- OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE TU VERRACO
OPTIMIZE THE PERFORMANCE OF YOUR BOAR
- PRODUCTO PREMIUM
PREMIUM PRODUCT



PRODUCTO RECOMENDADO
RECOMMENDED PRODUCT

Producto	Product	Ref.
LEVAMIX NUCLEUS	5kg	7250

BSM®
Boar Stud Manager

- Conexión inalámbrica a todos los equipos KUBUS.**
Wireless connection to all KUBUS devices.
- Mejora la eficacia, la trazabilidad y la seguridad en el CIA.**
Efficiency, traceability and safety improvement in the Boar Stud.
- Elimina el uso de papel y lápiz, disminuyendo la probabilidad de error humano.**
Pen-less and paperless, reducing human error.
- Acceso remoto a diferentes instalaciones, lo que permite realizar auditorías y supervisiones desde cualquier lugar.**
Remote access to different installations, allowing audits and surveillance from any location.
- Genera informes estándar y personalizados, que permiten análisis y detección de áreas de mejora.**
Generates standard and personalized reports, allowing analysis and detection of areas for improvement.
- Aplicación móvil para que los clientes puedan hacer su pedido de dosis.**
Customer mobile app to order seminal doses.



**I²ntelligent
nsemination
PROGRAM**

Producto	Product	Ref.
BSM® Software de gestión CIAs	BSM® Boar Stud Manager Software	1555
BSM® Lite	BSM® Lite	1550







Producto	Product	Ref.
APP Pedidos de cliente de dosis al CIA	Customer seminal dose ordering APP	1556



Producto	Product	Ref.
APP de Repartidores	Kubus Deliverymen's App	1557

- Fácil solicitud de dosis al CIA.
Easy request for doses to the Boar Stud.
- Seguimiento del estado del pedido, desde su registro hasta que es entregado. Status tracking of the order, from the time it is registered until it is delivered.
- Conexión de nevera en granja, para ver su temperatura en tiempo real.
Fridge connection, to see temperature in real time.
- Calculadora de fecha de parto prevista.
Farrowing calculator.

- Proporciona información sobre las entregas pendientes.
Provides information on pendent deliveries.
- Registro de todas las entregas realizadas.
Record of all made deliveries. Filter by month and year.
- Información del estado de la nevera del coche.
Delivery car fridge status information.
- Valida el contenido de los repartos.
Validates the content of the scheduled orders.



OCSA®
SISTEMA CASA CASA System



Análisis Analysis



Desarrollado mediante **Inteligencia Artificial y Big Data.** Development by Artificial Intelligence and Big Data.



Alto nivel de reconocimiento de imagen, detecta correctamente **diferentes formas anormales y aglutinaciones.** High image recognition, detects **different abnormal forms and agglutinations.**



Configuración y personalización del programa. Program **configuration and customization.**



Diseño de **interfaz amigable.** User - **friendly interface design**



Estandariza procesos, evita posibles errores humanos. **Standardizes processes,** avoiding human error.



Permite ajustar **parámetros espermáticos.** Allows adjustment spermatic parameters.



Genera etiquetas para el dispenser y QS1000 Generates labels for dispenser and QS1000




Amplia gama de periféricos para una mejor experiencia del analista. Wide range of accessories for a better analyst experience.



Genera el informe o espermiograma. Generates spermogram report.

Producto	Product	Ref.
OCSA BASIC		
1. Cámara HD	HD Camera	3119
2. Microscopio triocular	Triocular microscope	
3. Controlador de temperatura de la platina	Stage temperature controller	
4. Monitor	PC Screen	
5. Teclado y ratón	Keyboard & mouse	
6. Ordenador	PC	
OCSA FULL EQUIPE		
1. Cámara HD	HD Camera	3118
2. Microscopio triocular	Triocular microscope	
3. Controlador de temperatura de la platina	Stage temperature controller	
4. Monitor	PC Screen	
5. Teclado y ratón	Keyboard & mouse	
6. Ordenador	PC	
7. Balanza	Scale	
8. Pedal de captura	Capture foot pedal	
9. Impresora de etiquetas	Label printer	
10. Lector QR	QR scanner	

CÁMARA DE RECuento SPERM CELL COUNTING CHAMBER



Producto	Product	Ref.
1.	K6. 6 cámaras de recuento, 25 placas K6. 6 chambers, 25 slides	2945
2.	K4. 4 cámaras de recuento, 25 placas K4. 4 chambers, 25 slides	2947

PIPETAS PIPETTES



Producto	Product	Ref.
1.	Pipeta electrónica 0,5-10µL Electronic pipette 0,5-10µL	2365-010
2.	Pack 3 pipetas 20, 200 y 1000 µL 3 pipettes pack 20, 200 y 1000 µL	2352-000

MICROSCOPIOS MICROSCOPES



Producto	Product	Ref.
1.	Microscopio binocular Binocular microscope	3012-ESP

Producto	Product	Ref.
1.	Microscopio trinocular con campo claro Trinocular brightfield microscope	3008-00T
2.	Microscopio trinocular con contraste de fase Trinocular phase-contrast microscope	3118-007



Producto	Product	Ref.
1.	Cámara full HD de microscopio para ocular Full HD microscope camera for ocular	3022
2.	Láminas portaobjetos, 50 und. Microscope slide, 50 units.	2500-050
3.	Aceite de inmersión 100 ml Immersion oil, 100 ml	3099
	Láminas cubreobjetos, 18x18 mm, 200uds. Microscope coverslide, 18x18 mm, 200 uds.	2510-200

PLACAS CALENTABLES DE MESA TABLE SLIDE WARMERS



Producto	Product	Ref.
1.	HeatSperm. Placa calentable 26 tubos HeatSperm. 26 tubes warmer	3135
2.	Placa calentable digital KUBUS KUBUS Digital slide warmer	3130-110

ANÁLISIS SEMINAL POR SISTEMA CASA

Análisis avanzado y preciso de los espermatozoides para la producción de dosis seminales

SEMEN ANALYSIS BY IN-HOUSE SYSTEM

Advanced and precise analysis of sperm for the production of seminal doses

KUBUS



OCSA es un Sistema Computerizado de Análisis Seminal (CASA) que valora de forma objetiva, rápida y fiable la calidad espermática; analizando concentración, motilidad, progresividad, aglutinación y morfología.

OCSA is a Computerized Semen Analysis System (CASA) that objectively, quickly and reliably assesses sperm quality by analyzing concentration, motility, progressivity, agglutination and morphology.

BAÑOS MARÍA WATER BATHS



1



2

Producto	Product	Ref.
1. Baño maría inox digital 25L	Stainless steel digital water bath 25L	220 V 3255 110 V 3255-110
2. Baño maría digital plástico 12L	Plastic digital waterbath 12L	220 V 3242 110 V 3242 - 110

CONSULTA MÁS MODELOS
CONTACT US FOR ADDITIONAL MODELS

CONTADORES DE CELULAS ESPERMÁTICAS SPERM CELL COUNTERS







Producto	Product	Ref.
Cámara Bürker con pinzas	Bürker chamber with clamps	2520
Cubreobjetos de Bürker	Bürker coverslips	2521

Producto	Product	Ref.
Colorímetro Biochrom	Colorimeter Biochrom	3481
Cubeta PS macro 100 uds	Cuvettes PS macro 100 units	2850

Producto	Product	Ref.
Nucleocounter SP-100	Nucleocounter SP-100	3460

BALANZAS SCALES



AMPLIA BASE
WIDE BASE

Producto	Product	Ref.
Balanza 6 kg. Protección contra líquidos	6 kg Scale. Liquids protection	3145

ACCESORIOS DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN
EVALUATION & PROCESSING ACCESSORIES



1



2



3




4

Producto	Product	Ref.
1. Cloruro sódico 1kg	Sodium chloride 1kg	2559-1K0
2. Formaldehído al 40% 1L	40% Formaldehyde 1L	2560-1K0

Producto	Product	Ref.
3. Solución salina formulada 200ml concentrada para 1L	Saline formaldehyde concentrate solution, 200ml for 1L	2557-200
4. Parafilm	Parafilm	4220-001

TERMÓMETROS THERMOMETERS



1



2



3

Producto	Product	Ref.
1. Termómetro de varilla Solid-stem thermometer		4503
2. Termómetro infrarrojos	Infrared thermometer	4515
3. Termómetro de máxima y mínima	Max & min thermometer	4510

AGITADOR E IMAN
STIRRER & MAGNET




2



1

Producto	Product	Ref.
1. Agitador electromagnético con calefacción	Electromagnetic stirrer with heating	3208
2. Varilla magnética de 28mm	28mm magnetic stirring bar	3220-28

DISPENSADOR KUBUS KUBUS DISPENSER



1

Producto	Product	Ref.
Kubus dispenser 6L/min		3550
Tubo de silicona 10x14mm	Silicone tube 10x14mm	3550-003



LEE CÓDIGO QR
READS QR CODES

TRASVASE DE LÍQUIDOS CON SEGURIDAD Y PRECISIÓN
SECURE AND ACCURATE LIQUID TRANSFER

PROCESO AUTOMÁTICO, SIN PÉRDIDA DE TIEMPO
AUTOMATIC PROCESS, NO WASTE OF TIME

PANTALLA TÁCTIL MEJORADA
IMPROVED TOUCHSCREEN



Dilución Dilution

TANQUE DE DILUCIÓN KUBUS 100 L
KUBUS DILUTION TANK 100 L

Producto	Product	Ref.
Tanque de dilución Kubus 50 L	Kubus dilution tank 50 L	3324
Tanque de dilución Kubus 100 L	Kubus dilution tank 100 L	3325



AHORRO DE TIEMPO
TIME SAVING

TANQUE EN ACERO INOXIDABLE Y CON RUEDAS
STAINLESS STEEL TANK WITH WHEELS

PROGRAMADOR DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS
PROGRAMABLE TIME AND TEMPERATURE

FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN

ACCESORIOS DE TANQUE TANK ACCESSORIES







Producto	Product	Ref.
Bolsa para tanque de dilución Kubus 100L	Bag for Kubus dilution tank 100L	1260-100

Producto	Product	Ref.
Balanza con ruedas para tanque de dilución 100L	Wheeled scale for Kubus dilution tank 100L	3325-003

Producto	Product	Ref.
Bomba peristáltica digital KUBUS 6L	KUBUS digital peristaltic pump 6L	3570
Tubo de silicona #36	Silicone tube #36	3570-003

DILUYENTES KUBUS
SEMEN EXTENDERS



MR-A®	Ref.
Para 1L For 1L	0001-001
Para 5L For 5L	0001-005
Para 20L For 20L	0001-020
Para 50L For 50L	0001-050
Para 100L For 100L	0001-100

MR-A® ANTIOX	Ref.
Para 1L For 1L	0050-001
Para 5L For 5L	0050-005
Para 20L For 20L	0050-020
Para 50L For 50L	0050-050
Para 100L For 100L	0050-100

MR-A® 3	Ref.
Para 1L For 1L	0200-001
Para 5L For 5L	0200-005
Para 20L For 20L	0200-020
Para 50L For 50L	0200-050
Para 100L For 100L	0200-100

MR-A®



DILUYENTE DE LARGA DURACIÓN
LONG-TERM SEMEN EXTENDER



MEJORA LOS RESULTADOS DE
FERTILIDAD IMPROVES THE FERTILITY AND
PROLIFICACY RESULTS



DISMINUYE LA PRECIPITACIÓN
DE PROTEÍNAS REDUCING THE
PRECIPITATION OF PROTEINS



CONTROLAR DE MANERA ÓPTIMA EL
CRECIMIENTO BACTERIANO
OPTIMALLY CONTROLLING BACTERIAL
GROWTH

MR-A® ANTIOX



DILUYENTE DE EXTRA LARGA DURACIÓN
Y MAXIMA PROTECCIÓN EXTRA LONG-
TERM AND HIGHEST PROTECTION SEMEN
EXTENDER



MINIMIZA LOS PROBLEMAS DE
AGLUTINACIÓN MINIMIZES
AGGLUTINATION PROBLEMS



PROTEGE LA ESTABILIDAD DEL MATERIAL
GENÉTICO ESPERMÁTICO
PROTECTS THE STABILITY OF THE SPERM'S
GENETIC MATERIAL



RECOMENDADO EN TRANSPORTES DE
MEDIA Y LARGA DISTANCIA
MEDIUM AND LONG DISTANCE
TRANSPORTATION

MR-A® 3



DILUYENTE DE MEDIA DURACIÓN
MEDIUM-TERM PRESERVATION SEMEN
EXTENDER



EVITA LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA.
AVOIDS
BACTERIAL PROLIFERATION



PERMITE UNA RÁPIDA
ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
MEMBRANA ESPERMÁTICA ALLOWS A
RAPID STABILIZATION AND NUTRITION
OF THE SPERMATIC CELL

LIQUIDIL VITESSE



Producto Product	Ref.
Liquidil Vitesse 5L	0400-005
Liquidil Vitesse 10L	0400-010
Liquidil Vitesse 20L	0400-020



READY TO USE
LISTO PARA USAR



TO PRESERVE
CONSERVANTE



TIME SAVING
AHORRO DE TIEMPO

MR-A® ANTILEPTOSPIRA



SPECIAL AGAINST LEPTOSPIRA
ESPECIAL CONTRA LEPTOSPIRA

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0060-001

MR-A® ANTICONTAMINACIÓN



SPECIAL FOR PSEUDOMONAS,
SERRATIA AND PROTEUS
ESPECIAL PARA PSEUDOMONAS,
SERRATIA Y PROTEUS

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0070-001



PREDIL MR-A®
PLASMA SEMINAL SINTÉTICO
SYNTHETIC SEMINAL PLASMA

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0700-001



AUMENTA LA PROLIFICIDAD
IMPROVES PROLIFICITY



REVITALIZANTE DE SEMEN FRESCO
TO REVITALIZE FRESH SEMEN



SPERM GUARDIAN

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0100-001



Preparación para la dilución
Preparation for dilution




Medio protector e higienizante
para recolección de semen.
High protection and hygienizing
medium for collection of semen.



Contiene antioxidantes,
anti-aglutinantes, vitaminas,
inhibidores de actividad enzimática y antimicrobiana.
Contains antioxidants, anti-clumping components, vitamins,
enzymatic activity inhibitors, and antimicrobial agents.

BTS-M



Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0300-001
Para 5L For 5L	0300-005
Para 100L For 100L	0300-100



CONSERVANTE DE CORTA
DURACIÓN
SHORT PRESERVATION



FORMULA MEJORADA
IMPROVED FORMULA



Consultar combinación antibiótica
bajo prescripción veterinaria

Check available antibiotic combination
on vet's prescription

MR-A® THAW

Producto Product	Ref.
Para 1L For 1L	0500-001



REVITALIZANTE DE SEMEN
CONGELADO
TO REVITALIZE FROZEN SEMEN



MEJORA LOS RESULTADOS
DEL SEMEN CONGELADO
IMPROVES FROZEN SEMEN RESULTS



AGUA DESIONIZADA
DEIONIZED WATER



DISEÑADO PARA SU EXPORTACIÓN
DESIGNED TO BE EXPORTED




MAXIMA CALIDAD
HIGHEST QUALITY



AHORRO DE TIEMPO
TIME SAVING

Producto Product	Ref.
5L Bag in Box 5L	0900-005
20L Bag in Box 20L	0900-020
600L Pallet 30X20L	0900-600



¿Tranquilidad o economía? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar ante las contingencias?
Los diluyentes son como todas las cosas en la vida: las hay regulares, buenas, mejores y excelentes.
Un diluyente excelente, es decir, de extra larga conservación y de alta protección, protege ante mayor diversidad de eventos, manteniendo la calidad y la viabilidad del semen durante todos los procesos que sufre desde la eyaculación hasta la fecundación: extracción, dilución, envasado, transporte, almacenamiento y preparación antes de la inseminación.
Siempre es mejor usar diluyentes de alta protección, proporcionan nutrientes y protectores de última generación para las partes más sensibles de la célula espermática: mitocondria, membrana y ADN. El resultado se demuestra anualmente con mejores valores de fertilidad y prolificidad.
Peace of mind or economy? How much are you willing to risk in the face of contingencies?
Extenders are like all things in life: there are regular, good, better and excellent.
An excellent extender, meaning an extra long conservation and high protection extender, protects against a wide range of challenges to maintain the quality and viability of the semen during all the processes it undergoes from the boar to the sow: collection, dilution, packaging, transport, storage and preparation before insemination.
It is always best to use high protection extenders, they provide nutrients and the latest generation of protectors for the most sensitive parts of the sperm cell: mitochondria, membrane and DNA. The result is demonstrated annually with better fertility and prolificacy results.

BLISTERS QSBag

Producto Product	Ref.
QSBag 90mL	5538-045
QSBag 60mL	5538-060
Blister Genérico	5538-090



EASY OPENING
ABRE FÁCIL



TIME SAVING
AHORRO TIEMPO



QS HANDY

Producto Product	Ref.
Selladora manual 4 blisters 4 bags manually sealed	3770



BOMBA PERISTÁLTICA CON PANTALLA TÁCTIL
PERISTALTIC PUMP WITH TACTILE SCREEN

Producto Product	Ref.
Bomba peristáltica con pantalla táctil 2,5L/min 2.5L/min Peristaltic pump with tactile screen	3568
Tubo de silicona #18 Silicone tube #18	3780-001



TUBOS TUBES



EASY OPENING
ABRE FÁCIL



✓ FOR 6 TUBES
PARA 6 TUBOS



Producto Product	Ref.
Tubo 90ml punta flexible y abrefácil 90 ml tube with flexible neck & twist off tip	5570
Selladora automática 6 tubos 6 tubes automatic sealer	3675

BOTELLAS BOTTLES



Producto Product	Ref.
Botella tapón abrefácil 90ml Verde/Amarillo/Rojo/Blanco 90ml Green/Yellow/Red/White bottle with twist off cap	5500

GUANTES GLOVES



ETIQUETADORA LABELLER/LABELS



Producto Product	Ref.
1. Impresora de etiquetas Labels printer	33780-001
2. Etiquetas Labels	3780-004

Producto Product	Ref.
1. Guantes vinilo sin polvo 100 uds. Vinyl gloves powder free 100 units	4183 S/M/L
2. Guantes látex sin polvo 100uds. Latex gloves powder free 100 units	4040 S/M/L
3. Guantes de nitrilo sin polvo 100uds. Nitrile gloves powder free 100 units	4162 S/M/L
4. Guantes desechables 100uds. Disposable gloves 100 units	4200

QS1000



1000 BLISTERS POR HORA
1000 BLISTERS PER HOUR



LLENA, CORTA, SELLA Y ETIQUETA
FILLS, SEALS, CUTS AND PRINTS LABELS



FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN



LEE CÓDIGO QR
READS QR CODES



QS500

- 

500 BLISTERS POR HORA
500 BLISTERS PER HOUR
- 

LLENA, CORTA Y SELLA
FILLS, SEALS AND CUTS
- 

FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN



Producto	Product	Ref.
Máquina de blíster QS1000	Blister Machine QS1000	3780
Lector de QR	QR Scanner	3780-015
Máquina de blíster QS500	Blister Machine QS500	3779

 Necesitan compresor de aire, no está incluido
Requires an air compressor, not included

ACCESORIOS PARA LABORATORIO ACCESSORIES FOR LABORATORY



Producto	Product	Ref.
1.	Laminocultivo Contact slide	2550
2.	Colorante para diferenciar eyaculados Dye to differentiate between ejaculates	1301
3.	Tinción diff-quick Diff-quick stain	CDTQ-250
4.	Tinción azul anilina Aniline blue stain	2561

ESTUFA 40°-250° C STOVE 40°-250° C

Producto	Product	Ref.
Estufa esterilización 40-250°C	Sterilization stove 104-482 °F	3423
	20L / 40L / 70L / 130L	

- 

FOR GLASS STERILIZATION
PARA ESTERILIZACIÓN VIDRIO
- 

TO WARM UP MATERIAL
FOR COLLECTION
PARA ATEMPERAR MATERIAL
RECÓGIDA



ESCURRIDOR DRAINIG RACK



Producto	Product	Ref.
Escurreidor	Draining rack	4360

NEVERA PARA CONSERVACIÓN DE SEMEN
SEMEN PRESERVATION UNIT



Conservación Storage

Producto	Product	Ref.
Nevera para conservación de semen 130L	Cooling unit for semen preservation 130L	3352
Nevera para conservación de semen 88L	Cooling unit for semen preservation 88L	3350



NEVERAS PORTÁTILES PORTABLE COOLERS

Producto	Product	Ref.
1.	Nevera portátil 21 l 10-40°C, 350 x 270 x 208mm, 6 Kg, 45 w 12 V DC Portable cooler 21 l 10-40°C, 350 x 270 x 208mm, 6 Kg, 45 w 12 V DC	3365
2.	Nevera portátil 35 l 10-40°C, 360 x 345 x 243mm, 8 Kg, 45 w 12 V DC Portable cooler 35 l 10-40°C, 360 x 345 x 243mm, 8 Kg, 45 w 12 V DC	3367
3.	Nevera portátil 110 l 10-40°C, 500 x 790 x 550mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC Portable cooler 110 l 10-40°C, 500 x 790 x 550mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC	3368
4.	Nevera portátil 125 l 10-40°C, 330 x 620 x 390mm, 28 Kg, 108 w 12 V DC Portable cooler 125 l 10-40°C, 330 x 620 x 390mm, 28 Kg, 45 w 12 V DC	3375



CAJAS POLIESTIRENO
POLYSTYRENE BOXES



Producto	Product	Ref.
1.	Caja isotérmica de aluminio isothermal aluminum box	5010
2.	Caja poliestireno 380, 60-70 dosis. Polystyrene box 380, 60-70 doses.	5001
3.	Caja poliestireno 250, 25-30 dosis. Polystyrene box 250, 25-30 doses.	5000

DATALOGGER DE TEMPERATURA
TEMPERATURA DATALOGGER

Producto	Product	Ref.
1.	Datalogger de temperatura digital con sonda interna Digital temperature DataLogger with internal probe	4524
2.	Datalogger de temperatura desechable Disposable temperature DataLogger	4532-200

- 

DOWNLOAD DATA TO PC
DESGARCA LOS DATOS AL PC
- 

FOR TRACEABILITY
PARA TRAZABILIDAD



BIOSEGURIDAD BIOSECURITY

CONSUMIBLES GRANJA
FARM CONSUMABLES

Producto	Product	Ref.
1.	Mono desechable: XL, 2XL, 3XL Disposable coverall: XL, 2XL, 3XL	4060
2.	Bata desechable Disposable lab coat	4053
3.	Cubrezapatos desechable Disposable shoe coverse	4081
4.	Mascarilla desechable esférica Round mask disposable	4030
5.	Gorro desechable Disposable round mask	4021



GEL LUBRICANTE LUBRICANT GEL


- ✓ PARA USO EN TODO TIPO DE INSEMINACIONES
RECOMMENDED FOR ALL TYPES OF INSEMINATION
- ✓ PARA USO EN CATÉTERES
FOR CATHETER USE
- ✓ EFECTO ANTISÉPTICO
ANTISEPTIC EFFECT

CATÉTER ESPIRAL
SPIRAL CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8000-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8000-005

CATÉTER ESPONJA NULIPARAS
GILT FOAM CATHETER



Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8550-001
Bolsa 1x5 Bag 5x1	8550-005

CATÉTER ESPONJA CON GEL
LUBRICATED FOAM TIP CATHETER

Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 / Bag 1x1	8560-001



- ✓ PRACTICAL AND EASY
PRÁCTICO Y FÁCIL

- ✓ PRODUCTO RECOMENDADO
DURANTE LA INSEMINACIÓN
RECOMMENDED PRODUCT
DURING INSEMINATION



Producto Product	Ref.
1L Caja 20ud Box 20ud	1560
5L Caja 4ud Box 4ud	1561



CATÉTER ESPIRAL BLANDO
SOFT SPIRAL CATHETER

front opening
apertura frontal




Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8150-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8150-005



CATÉTER ESPONJA MULTIPARAS
SOW FOAM CATHETER

Con trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x1 Bag 1x1	8500-001
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8500-005

Sin trasera With handle	Ref.
Bolsa 1x5 Bag 1x5	8505-005



CATÉTER ESPIRAL MILIMETRADO
MILIMETERED SPIRAL CATHETER

Product Product	Ref.
Catéter milimetrado Milimetered catheter	8200

- ✓ ESPECIAL PARA EL ESTUDIO
DE TU GANADO
SPECIAL FOR YOUR FARM
STUDIES



All catheter models have
En todos los modelos catéteres



500 UNIT
per box
UDS.
por caja

TOALLITAS DESINFECTANTES / DISINFECTING WIPES

Producto Product	Ref.
Toallitas desinfectantes cubo 800 Disinfecting wipes bucket 800	7100-800

- ✓ TO CLEAN BEFORE EXTRACTION
LIMPIEZA ANTES DE EXTRACCIÓN
- ✓ TO CLEAN BEFORE INSEMINATION
LIMPIEZA ANTES DE INSEMINACIÓN




CATÉTERES INSEMINACIÓN POSTCERVICAL CATHETERS POSTCERVICAL INSEMINATION

Producto Product	Ref.
1. Intrauterino espiral blando con trasera y sonda T 1x1 Spiral postcervical T tip 1x1	8410-IT1
2. Intrauterino esponja multipara y sonda T 1x1 Foam postcervical T tip 1x1	8601-IT1


- ✓ ALL CATHETERS CAN COME WITH A POSTCERVICAL CANNULA INSIDE
TODOS LOS CATÉTERES PUEDEN VENIR CON LA CÁNULA INTRAUTERINA MONTADA

- ✓ ALTA CALIDAD HIGHEST QUALITY
- ✓ POSTCERVICAL



Triple

Product Product	Ref.
Cánula T. Punta triple para inseminación intrauterina Bolsa 1x5. Caja 1000 uds T-cannula. Triple tip for intrauterine insemination Bag 1x5. Box 1000 unit	8901-10




CÁNULA CANNULA

CATÉTER ESPIRAL IBÉRICA INTRAUTERINO
IBERIAN SPIRAL CATHETER INTRAUTERINE

Product Product	Ref.
3. Intrauterino bolsa 1x1 Intrauterine bag 1x1	8413-1b1
3. Tradicional bolsa 1x5 Traditional bag 1x5	8300

- ✓ ADAPTADO PARA LA LONGITUD DEL
APARATO GENITAL DE LA HEMBRA IBÉRICA
ADAPTED TO THE LENGTH OF THE IBERIAN
FEMALE'S REPRODUCTIVE SYSTEM



ARCO DE INSEMINACIÓN AI BUDDY

Product Product	Ref.
Arco de inseminación AI Buddy	6040

- ✓ HANDS FREE TECHNIQUE
TÉCNICA MANOS LIBRES



W3
Ecógrafo inalámbrico Wireless scanner

✓ Sonda sectorial
SECTORIAL PROBE

Producto Product	Ref.
Ecógrafo Inalámbrico W3 Wireless Scanner W3	3910E
Ecógrafo Inalámbrico W3 con lector de crotal Wireless Scanner W3 with ear tag reader	3911
Tablet	3916



MKS PRO
ECÓGRAFO SCANNER



Producto Product	Ref.
1. Sonda Convexa Probe Convex	3905-CO
2. Sonda Linear Probe Linear	3909-LI
3. Sonda Microconvex Probe Microconvex	3906-LI
4. Sonda Rectal Linear Probe Rectal Linear	3907-RE
5. Tablet	3918

FATSCAN SCANNER
FATTENING SCANNER



Producto Product	Ref.
Ecógrafo KUBUS Fatscan Fatscan Scanner	3906

ESPECÍFICO PARA MEDIR GRASA DORSAL, PROFUNDIDAD Y ÁREA DEL LOMO.
✓ SPECIFIC TO MEASURE BACK FAT, DEPTH AND LOIN AREA.

GEL TRANSMISOR ULTRASONIDO
ULTRASOUND TRANSMISSION GEL

Producto Product	Ref.
Gel transmisor ultrasonidos 5 L Ultrasound transmission gel 5 L	1570




MEDIDOR DE GRASA DORSAL
LEAN METER



✓ BACK-FAT MEASUREMENT
MEDIDOR GRASA DORSAL

Producto Product	Ref.
Medidor grasa dorsal Renco Lean meter Renco	3845



MARCADOR MARKER



Product Producto	Ref.
1. Marcador rápido spray Quick marking spray	7010
2. Lápiz marcador Marking stick	7011

LÁMPARAS INFRARROJOS
INFRARED LAMPS

Product Producto	Ref.
Infrarrojos bombilla roja Infrared red bulb	7071
Infrarrojos bombilla blanca Infrared white bulb	7070
Infrarrojos bombilla roja de cristal duro Infrared red bulb with tough glass	7072
Infrarrojos bombilla blanca de cristal duro Infrared white bulb with tough glass	7075

✓ DIFFERENT WATTS AVAILABLE
DIFERENTES VATIOS DISPONIBLES



JERINGUILLA SYRINGE



Product Producto	Ref.
Jeringuilla 5 ml Syringe 5 ml	6241
Jeringuilla 10 ml Syringe 10 ml	6242
Jeringuilla 20 ml Syringe 20 ml	6243

TATUADORA TATTOOING FORCEPS

Product Producto	Ref.
Tatuadora Haupner doble fila 5+5 Tattooing Haupner double row 5+5	6194



COMEDERO LECHONES PIGGLET FEEDER

Producto Product	Ref.
Comedero lechón pequeño Small piglet feeder	6060
Comedero lechón grand Large piglet feeder	6061

✓ PRACTICAL AND CONVENIENT
PRÁCTICO Y CÓMODO



BEBEDERO LECHONES PIGGLET DRINKER



Producto Product	Ref.
Bebedero lechones Piglet Feeder	6100

TOLVA FEEDER




Producto Product	Ref.
Comedero con protección Protected feeder	6086

✓ HIGH QUALITY
ALTA CALIDAD

CROTALES EAR TAGS

Producto Product	Ref.
Crotales Ear tags	7026



CORTACOLAS DE GAS GAS TAIL CUTTER

Producto Product	Ref.
Cortacolas de gas Gas tail cutter	6160



SLAT DESTETE MADRES 60X80 CONFORT
WINNING SLAT MOTHERS COMFORT

Producto Product	Ref.
1. Slat Destete Madres 60X80 Confort Slat Destete Madres 60X80 Confort	7122
2. Gancho pesalechones Piglet weighing hook	3157



PANEL SEPARADOR
SEPARATOR PANEL

Producto Product	Ref.
Panel separador grande Large separator panel	6001
Panel separador mediano Medium separator panel	6002
Panel separador pequeño Small separator panel	6003



KUBUS

DILUYENTES
SEMEN EXTENDERS



MR-A® es un diluyente de larga conservación y alta protección. Protege la estructura de la membrana espermática tras la dilución, mejorando la conservación del semen de 6 a 7 días. Además, mejora los resultados en corta conservación y es muy eficaz tanto en corta como en larga conservación.

MR-A® Antiox proporciona una protección extra al semen de verraco durante su procesado y almacenamiento, siendo el diluyente óptimo para los transportes a larga distancia y la conservación en condiciones subóptimas.

MR-A® 3 posee una formulación antimicrobiana que evita la proliferación bacteriana durante la conservación de las dosis seminales. Permite obtener una solución equilibrada para una mayor protección de membrana.

KUBUS PRODUCTS ARE AVAILABLE IN MORE THAN 55 COUNTRIES

LOS PRODUCTOS DE KUBUS ESTÁN DISPONIBLES EN MÁS DE 55 PAÍSES

MEXICO / MÉXICO
VIETNAM
BRAZIL / BRASIL
RUSSIA / RUSIA
USA / EE.UU.
FRANCE / FRANCIA
CHINA
JAPAN / JAPÓN
ITALY / ITALIA
PORTUGAL
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
GUATEMALA
SOUTH KOREA / COREA DEL SUR
CAMBODIA / CAMBOYA
MALASIA
INDONESIA
TAIWAN
LAOS
ROMANIA / RUMANÍA
UNITED KINGDOM / REINO UNIDO
CYPRUS / CHIPRE
BULGARIA
AND MANY MORE! ...
Y ¡MUCHOS MÁS! ...

KUBUS

ORDER NOW!

¡HAZ TU PEDIDO!

Contact Contacto

C/ Varsovia, nº20

28232 Las Rozas de Madrid

Madrid / Spain

Tel: (+34) 91 636 02 68

kubus@kubus-sa.com

www.kubus-sa.com